

ANCAR Sd 300/Sd 350 touch „Pur“

Mikroprozessorgesteuerte Einheit

Patientenstuhl und Behandlungsgerät in zusammenhängendem Aufbau, leichtgängiger Feder- und Schwenkarm mit großem Schwenkbereich und pneumatische Feststellbremse. Schwebetisch/Schwingbügel schwenkbar, höhenverstellbar mit 5 Aufnahmen im Tischgehäuse. Speifontäne schwenkbar um 75°. Programmierung der Ultraschalleinrichtung in den Betriebsmodi Scaling, Perio und Endo.

Umfangreiche Serien- und Sonderausstattung, ansprechendes Design und vielfältige Farbauswahl. Kein Verschieben und kein Auszieheffekt. Ruhiges, bequemes Liegen dank anatomisch geformter Polster. Entspannte Körperhaltung des Behandlers ohne Strecken und Verdrehen.



Aktion: Turbine mit Kupplung, Winkelstück mit Licht & Handstück gratis dazu!
Lieferung, Montage und Einweisung inklusive!
Komplettpaket ohne verdeckte Zusatzkosten! Sofort einsatzbereit!

Grundpreis der Behandlungseinheit

Arztgerät ohne Instrumente und Behandlungsliege mit Kopfstütze

Ausstattung Arztgerät		
8.217.998	6-F-Spritze, Metallhülse	1
8.217.001	Turbineneinrichtung für 4-Loch-Anschluss mit Licht	1
8.217.004	Mikromotoreinrichtung BIEN AIR MC-3 ohne Licht	1
8.217.003	Mikromotoreinrichtung BIEN AIR MC-3 mit Licht	1
8.217.751	Mikromotoreinrichtung BIEN AIR MX mit Licht „Optima MX Int“ mit ENDO-Fkt.	0
8.217.003	Mikromotoreinrichtung BIEN AIR MX mit Licht „DMX Basic“	0
8.216.997	Ultraschall Zahnsteinentferner EMS ohne Licht	0
8.217.589	Ultraschall Zahnsteinentferner EMS mit Licht	0
8.217.162	Ultraschall Zahnsteinentferner SATELEC Newtron ohne Licht	1
8.217.133	Ultraschall Zahnsteinentferner SATELEC Newtron mit Licht	0
Ausstattung Speifontäne/Helferinnenelement		
8.217.274	METASYS MST-1 Amalgamabscheider	0
8.217.446	CS-1 Separator DÜRR ohne Amalgamabscheider	0
8.217.275	METASYS ECO-1 Separierautomatik	0
8.217.451	CAS-1 Combi Separator DÜRR mit Amalgamabscheider	0
8.217.279	Mundspülbeckenventil DÜRR mit Platzwähler	1
8.217.280	Platzwähler DÜRR	0
9.004.545	3-F-Spritze, Metallhülse, gewinkelt	1
OP-Leuchten Halogen/LED		
8.217.448	Behandlungsleuchte EDI-FARO ohne Monitoraufnahme	1
8.217.488	Behandlungsleuchte EDI-FARO mit Monitoraufnahme FARO	0
8.217.490	Behandlungsleuchte EDI-FARO mit Monitoraufnahme START	0
8.217.483	Behandlungsleuchte EDI-FARO mit Sensorschalter ohne Monitoraufnahme	0
8.217.489	Behandlungsleuchte EDI-FARO mit Sensorschalter und Monitoraufnahme FARO	0
8.217.491	Behandlungsleuchte EDI-FARO mit Sensorschalter und Monitoraufnahme START	0
8.217.459	Behandlungsleuchte EDI-FARO als Deckenmodell	0
8.217.665	LED-Behandlungsleuchte ALYA-FARO ohne Monitoraufnahme	0
8.217.679	LED-Behandlungsleuchte ALYA-FARO mit Monitoraufnahme FARO	0
8.217.678	LED-Behandlungsleuchte ALYA-FARO mit Monitoraufnahme START	0
Ausstattung Multimedia		
8.217.295	Intraoralkamera SATELEC SOPRO 617	0
8.217.443	Intraoralkamera FARO OPTICA	0
9.004.756	USB Konverter für Intraoralkamera	0
8.217.460	Monitorarm FARO 20 cm inkl. Adapter und Verkabelung für TFT Anschluss	0
9.003.400	17" LCD Monitor	0
Ausstattung Polymerisationslampe		
8.217.297	Polymerisationslampe MINILED STANDARD SATLEC im Arztelement	0
8.217.136	Polymerisationslampe MINILED STANDARD SATLEC im Helferinnenelement	0
9.003.349	Polymerisationslampe MINILED SP SATLEC mit Betrieb über US Instrumentenschlauch	0
Ausstattung Hygienekomponenten		
8.217.745	Metasys WEK-Wasserentkeimungssystem	0
8.217.746	Metasys H1-Hygiesystem für Absaugung und S1-Selektivsystem	0
8.217.758	Metasys S1-Selektivsystem für automatische Saugschlauchwahl	0
8.217.769	Kombinationshygiene-pack Metasys WEK + H1 + S1	0
8.217.740	Ext. Wasserversorgungssystem über Druckluftflasche n. DVGW bzw. EN 1717 m. City-Opt.	1
8.217.629	Warmwasseraufbereitung für Becherfüllung	1
8.217.637	Warmwasseraufbereitung für Becherfüllung und Instrumente	0
Extras Behandlungseinheit		
ANNEX1	Aufpreis für viscoelastisches Polster "Softdrive"	0
ANNEX2	Aufpreis für Blende der Speifontäne in Polsterfarbe	0
8.217.432	Armlehne rechts, schwenkbar	1
Extras Arbeitssessel		
8.000.342	AncarStool1 - Sessel mit schmaler Rückenlehne	0
8.000.341	AncarStool2 - Sessel mit breiter Rückenlehne	0



Ambident GmbH
 Tiroler Str. 68
 13187 Berlin
 Fon +49 30 4422881
www.ambident.de

Summe netto der Konfiguration 23.953,00 €
 abzgl. Ambident-Rabatt 21.500,00 €
 zzgl. 19% MwSt. 4.085,00 €
Gesamtpreis, brutto 25.585,00 €

Leasingfaktor 1,65
 Leasingrate, netto 353,68 €
 Leasingrate, brutto 420,87 €

- 72 Monate Laufzeit
- 10% kalkulatorischer Restwert
- Keine Anzahlung
- Einmalige Gebühr von 95,00 €